



Gebruik



1. Plaats het onderste deel van de stok in het onderste deel van de stokhouder ...

2. ... en klik dan de stok in de clip die is vastgemaakt aan de zitkader.

Om de stok los te maken duwt u deze vooruit totdat hij is losgemaakt van de clip op de kader van het zitje. Daarna kan u de stok uit het onderste deel van de stokhouder nemen.



Technische specificaties

Materiaal : 3D Print

Hoogte : 10 cm

Breedte : 6 cm

Diameter : 5,5 cm


Onderhoud

De stokhouder kan schoongemaakt worden met een natte doek of met een zacht schoonmaakmiddel.

Stokhouder

HOUDT UW STOK OP ZIJN PLAATS TIJDENS HET WANDELEN

CARBON ULTRALIGHT ACCESSOIRE



We hebben deze gebruikershandleiding voor u gemaakt zodat u vlug van uw nieuwe, stijlvolle stokhouder kan genieten.

by **ACRE**

Ontworpen in Denemarken. Handgemaakt in China.
byACRE ApS, I..C. Modewegsvej 1, 2800 Lyngby

DUTCH


by **ACRE**

Gebruik van de stokhouder


Deze stokhouder is gemakkelijk vast te maken en heeft een gatje onderaan, zodat water en vuil zich niet ophopen

De afbeeldingen in deze handleiding zijn gebaseerd op de stokhouder voor de rechterzijde. Als u een stokhouder heeft voor de linkerzijde doet u het vastmaken en losmaken aan de linkerzijde.


Vastmaken



1. Klik het kleine clipje op de kader van het zijte aan de zijde waar uw stokhouder moet geplaatst worden.




2. Klik het onderste deel van de stokhouder op het smalste deel van de kader bovenaan en duw het naar beneden...




3. ... tot het op het breedste deel van de kader is geplaatst.


Losmaken



1. Klik de clip van de kader van het zijte.



2. Duw het onderste deel van de stokhouder zachtjes naar boven op de kader...



3. ... tot de stokhouder kan verwijderd worden